СЕНТЯБРЬ 2019

SPIDENT

You're the Artist



Официальный импортер и дистрибьютор продукции Spident в России:
ООО «СПИДЕНТ»
г. Санкт-Петербург, Дмитровский пер., д. 13, оф. 2,
тел.: +7 (812) 670-80-80
моб. +7 (904) 631-97-94 (WhatsApp)
info@spident.ru
www.spident.ru

Светоотверждаемый временный пломбировочный материал




Temp•it Flow

Показания к применению:
Временное пломбирование зубов

Преимущества:
- Хорошее краевое прилегание
- Высокая герметичность
- Гидрофильный
- Герметизация винта абатмента

Упаковка:
- 4 шприца (по 1,2 мл) yellow
- 8 канюль

- 4 шприца (по 1,2 мл) blue
- 8 канюль



Универсальный наногибридный композиционный материал





EsCom 100

Показания к применению:
Реставрации I-V класс

Характеристики материала:
- Полимеризационная усадка 1%
- Компрессионная устойчивость – 280 МПа
- Диаметральная устойчивость – 117 МПа
- Стойкость «сухого блеска»
- Высокая наполненность – 75 %
- Устойчивость на изгиб – 150 МПа
- Эффект «хамелеон»
- Высокая износоустойчивость
- Толщина отсвечивания – 3,95 мм
- Рентгеноконтрастен

Упаковка:
Большой набор:
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A1
- 2 шприца (по 4 г) Оттенок A2
- 2 шприца (по 4 г) Оттенок A3
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A3.5
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок B2
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок OA3

Малый набор:
- 1 шприц (по 5 мл) FineEtch 37%
- 1 флакон (по 5 мл) EsBond
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A1
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A2
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A3
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A3.5
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок B2

Отдельно:
- 1 шприц (по 4 г)
- Оттенок: A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03, B1, B2, C2, TW





Temp•it


Показания к применению:
Временное пломбирование зубов

Преимущества:
- Идеален для вкладок и накладок
- Легко наносится
- Не прилипает к инструменту
- Легко удаляется единым куском
- Полимеризация: 10-20 секунд

Преимущества голубого цвета:
- Не позволяет пациенту забыть о наличии временной пломбы
- Обеспечивает визуальный контроль при удалении

Упаковка:
- 3 шприца (по 3 г) yellow
- 3 шприца (по 3 г) blue

Применение



Подготовить полость | Выбрать цвет | Нанести Temp•It | Полимеризация 10 секунд

Применение



Подготовить полость | Нанести FineEtch и EsBond | Нанести EsCom100 | Полимеризация 20 секунд

Жидкотекучий светоотверждаемый пломбировочный материал



EsFlow

Показания к применению:
- Пломбирование III - V класс
- Используется как лайнерная прокладка
- Фиксация волоконных шинирующих систем

Характеристики материала:
- Содержит высокомолекулярный мономер
- Полимеризационная усадка – 2,4%
- Компрессионная устойчивость – 290 МПа
- Диаметральная устойчивость – 58 МПа
- Текучесть по шкале – 3
- Рентгеноконтрастен
- Выпускается по расцветке Vita

Упаковка:
- 2 шприца (по 2 г)
- 8 канюль
- Оттенки: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2

Применение



Подготовить полость и выбрать цвет | Нанести FineEtch и EsBond | Нанести EsFlow | Полимеризация 20 секунд

Светоотверждаемый герметик для запечатывания фиссур



Seal•it

Показания к применению:
Профилактика кариеса способом запечатывания фиссур

Характеристики материала:
- Оптимальная текучесть
- Отличное краевое прилегание
- Продолжительное выделение фтора
- Полимеризационная усадка – 1,9%
- Адгезия к эмали более 15 МПа

Упаковка:
- 2 шприца (по 1,2 г) white
- 8 канюль

Применение



Подготовить полость | Нанести FineEtch, промыть и просушить | Нанести Seal•It | Полимеризация 20 секунд

Эффект



Светоотверждаемый прокладочный материал



Base•it

Показания к применению:
- Лечебная и изолирующая прокладка при глубоком кариесе
- Лайнерная прокладка при среднем кариесе

Характеристики материала:
- Содержит гидроксиапатит кальция
- Высокая степень химической адгезии к ткани зуба за счет содержания биосовместимых мономеров
- Обладает кариостатическим действием
- Стимулирует образование вторичного дентина за счет выделения ионов кальция и фосфата
- Полимеризационная усадка – 1,5%
- Рентгеноконтрастен

Состав:
- Уретандиметакрилат
- Диоксид силикона
- Метакрилат
- Бариевое стекло

Упаковка:
- 4 шприца (по 2 г)
- 8 канюль

Применение



Подготовить полость Промыть и просушить | Нанести Base•it | Полимеризация 20 секунд



Рентгенологическое исследование



Вид под электронным микроскопом

Коффердам жидкий светового отверждения



FineDam

Показания к применению:
- Изоляция зуба
- Защита десны

Характеристики материала:
- Голубой цвет
- Легко извлекается в один прием
- Высокоэластичен

Упаковка:
- 4 шприца (по 1,2 г) blue
- 8 канюль

Применение



Подготовить полость | Нанести FineDam | Полимеризация 20 секунд | Удалить после процедуры

Композиционный материал двойного отверждения



Core•it Dual

Показания к применению:
- Для восстановления частично или сильно разрушенной коронковой части витальных или девитализированных зубов
- Фиксация стекловолоконных и анкерных штифтов

Характеристики материала:
- Рентгеноконтрастен
- Полная полимеризация через 4 минуты
- Рабочее время – 1 минута 30 секунд
- Прочность на растяжение – 90,2 МПа
- Прочность на сжатие – 297 МПа
- Текучесть по шкале – 3
- Толщина отсвечивания – 3,81 мм
- Полимеризационная усадка – 1,5 %

Упаковка:
Большой набор:
- 2 шприца (по 10 г) Core it yellow
- 1 флакон (по 5 мл) EsBond
- 1 флакон (по 5 мл) EsBond Activator
- 1 шприц (по 5 мл) FineEtch
- 12 Смешивающих насадок
- 30 Кисточек
- 1 Держатель для кисточки
- 1 Блок с защитой от света

Малый набор:
- 2 шприца (по 10 г) Цвет: yellow
- 12 Смешивающих насадок
- 1 Блокнот для замешивания

- 2 шприца (по 10 г) Цвет: blue
- 12 Смешивающих насадок
- 1 Блокнот для замешивания

- 2 шприца (по 10 г) Цвет: white
- 12 Смешивающих насадок
- 1 Блокнот для замешивания


Картриджи:
- 1 картридж (по 50 г) yellow







Применение



Подготовить штифт | Протравить, промыть, просушить | EsBond и EsBond Activator в соотношении 1:1 | Полимеризация 20 секунд | Нанести Core•It Dual прямо в полость | Полимеризация 20 секунд

Гель для травления эмали и дентина



FineEtch

Показания к применению:
Используется для тотального протравливания эмали и дентина при прямых и непрямых реставрациях.

Характеристики материала:
- Удаление «смазанного» слоя ткани дентина
- Образование пространств в зубной эмали, с целью обеспечения микроретенции композитных основ к зубам
- Раскрытие дентинных трубочек, растворение неорганических компонентов межколлагеновых пространств

Состав:
- Дистилированная вода
- Фосфорная кислота 37%
- Глицерин
- Бензалкалония хлорид


Упаковка:
- 3 шприца (по 5 мл)
- 8 канюль

Применение



Подготовить полость | Нанести FineEtch | Хорошо промыть

Эффект



До
После

Однокомпонентный адгезив V-го поколения



EsBond

Показания к применению:
Адгезив для различных пломбировочных материалов


Характеристики материала:
- Может использоваться для техники «влажного бондинга»
- Высокая степень адгезии
- Прочность бондинга к дентину: >16 МПА
- Прочность бондинга к эмали: >12 МПА

Толщина плёнки:	≤ 50 мкм
Водопоглощение:	≤ 40 $\mu^2/мм^3$
Растворимость:	≤ 7,5 $\mu^2/мм^3$

Состав:
- Гидроксиэтилметакрилат
- Ацетон 58,75%

Упаковка:
- 1 флакон (по 5 мл)

Применение



Нанести EsBond | Полимеризация 20 секунд



EsBond Activator

Показания к применению:
EsBond Activator + EsBond адгезивная система для материала Core It

Упаковка:
- 1 флакон (по 5 мл)


Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения



NOP

Преимущества:
- Легко определить толщину иглы по цвету канюли
- Европейский шаг резьбы
- Силиконовое покрытие игл позволяет значительно уменьшить болевые ощущения и вероятность травмы тканей
- Легкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы

Упаковка:
- 31G 0,26 x 12мм (1 коробка x 100 шт.)
- 30G 0,3 x 12мм (1 коробка x 100 шт.)
- 30G 0,3 x 16мм (1 коробка x 100 шт.)
- 30G 0,3 x 21мм (1 коробка x 100 шт.)
- 30G 0,3 x 25мм (1 коробка x 100 шт.)
- 27G 0,4 x 41мм (1 коробка x 100 шт.)
- 27G 0,4 x 35мм (1 коробка x 100 шт.)
- 27G 0,4 x 30мм (1 коробка x 100 шт.)
- 27G 0,4 x 21мм (1 коробка x 100 шт.)









Десенситайзер



DeSen

Показания к применению:
Протезирования на живых зубах (после препарирования и перед фиксацией коронок на постоянный цемент)

Применение:
- Подготовить полость
- Наносить кисточкой DeSen, в течение 10-20 секунд
- Высушить в течение 1 минуты
- При необходимости повторить

Состав:
- Нитрат натрия
- Хлорид кальция
- Фосфат калия
- Сульфат магния
- Нитрат магния
- Вода

Упаковка:
- 1 флакон (по 5 мл)

Эндоканальные гуттаперчевые и бумажные штифты







Guttapercha

Преимущества:
- Непроницаемость для рентгеновских лучей
- Полное соответствие стандарту ISO, цветомаркировка штифтов
- Прочные, достаточно гибкие, для легкого проникновения в канал
- Длина – 28 мм

Состав:
- Сульфат бария
- Оксид цинка


Упаковка:
Размеры ISO:
- 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15-40, 45-80

Конусные штифты:
- Конус 04: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15 – 40
- Конус 06: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15 – 40

Органайзер:
- Размеры ISO Guttapercha: 15-80 – 240 шт.

Дополнительные размеры:
- F-Fine, M-Fine, Fine, F-Medium, Medium, MF-M, XF-F, X-Fine





Деление	Размеры	Упаковка
Размер ISO	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80	120 штук/коробка
	90 100 110 120 130 140	60 штук/коробка
Размер конуса 0.04	15/04 20/04 25/04 30/04 35/04 40/04	60 штук/коробка
Размер конуса 0.06	15/06 20/06 25/06 30/06 35/06 40/06	
Стандартный размер	X- Fine, F-Fine, M-Fine, Fine, F-Medium, Medium	100 шт/MP box
Обычный размер		





PaperPoint

Преимущества:
- Стерилизованы с помощью гамма излучения
- Полное соответствие стандарту ISO 7551, кончики имеют цветную кодировку
- Прочные и достаточно гибкие для легкого проникновения в канал
- Хорошо впитывают
- Ручное скатывание, извиты без дефектов
- Идеально для использования GT File, Profile, Quatecs
- Длина – 28 мм
- Цветомаркировка штифтов

Состав:
- Абсорбированная бумага

Упаковка:
Размеры ISO:
- 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 15-40, 45-80

Конусные штифты:
- Конус 04: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15 – 40
- Конус 06: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15 – 40


Органайзер:
- Размеры ISO PaperPoint: 15-80 – 400 шт.

Материалы стоматологические для пломбирования каналов

Текучесть: 22 mm
PH: 12,7 pH



Рентгеноконтрастность: 7.8 mm



Предоперационная рентгенограмма, показывающая периапикальную рентгенопрозрачность относительно не полностью сформированных мезиальных и дистальных корней зуба № 32.



Апексификация гидроксидом кальция проводится в мезиальных и дистальных корешках с разрешением периапикальной рентгенопрозрачности

VioPaste

Водорастворимый временный пломбировочный материал для корневых каналов с великолепной рентгеноконтрастностью

Показания:
- При случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии
- В качестве лечебной прокладки при глубоком кариесе
- При негерметичности канала
- При апексфиксации
- При лечении периодонтитов, кистогранулем, периодонтальных кист
- При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях и переломах корневых каналов
- Как временный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов

Преимущества:
Мощный и стойкий антибактериальный эффект за счет создания высокого уровня PH. До 99% патогенной микрофлоры гибнет в первые 48 часов после пломбировки инфицированных каналов

Состав:
- Гидроксид кальция
- Сульфат бария
- Гидроксиапатит

Упаковка:
- 1 шприц (по 2 г)
- 21 насадка

Материалы стоматологические для пломбирования каналов

Рабочее время: 70 мин (23°C, 55%)
Время застывания: 120 мин (37°C, 98%)



Растворимость: 0,7%
Текучесть: 21%

Рентгеноконтрастность: 8 mm

VioSeal

Пастообразный полиэпоксидный полимер, использующийся в качестве герметизирующего материала для корневых каналов. Его химический состав обеспечивает отличную биосовместимость, тогда как физические свойства материала способствуют полностью герметичному пломбированию в сочетании с гуттаперчевыми штифтами. VioSeal подходит при использовании метода одного штифта или техники латеральной конденсации, а так же используется для техники горячей и холодной обтурации

Показания к применению:
Обтурация корневых каналов с использованием адгезионных свойств между стенками корневых каналов и пломбировочными материалами для корневых каналов

Состав:
- Полимерный эпоксидный олигомер
- Оксид циркония
- Оксид железа
- Гидроксиапатит
- Сульфат бария
- Оксид кальция

Упаковка:
- 1 шприц (по 10 г)
- 1 Блокнот для замешивания
- 6 Смешивающих насадок

Материалы стоматологические для пломбирования каналов

Текучесть: 23,3 mm
PH: 12,4 pH



Рентгеноконтрастность: 6 mm



Изображение зубов панорамной рентгенографии

VioPex

Пломбировочный материал для корневых каналов с великолепной рентгеноконтрастностью, мощным бактерицидным эффектом

Показания:
- При случайном вскрытие пульпы и при пульпотомии
- При негерметичности канала
- При инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах
- При апексфиксации
- При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани
- При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах
- Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов

Преимущества:
Антибактериальный эффект. Йодоформ значительно усиливает бактерицидный эффект. Ph – 12.4 (не опускается ниже 12 даже через 9 дней после первичного введения в канал). После введения, очаг воспаления становится практически полностью стерильным через 48 часов. Гибнет до 99% патогенной микрофлоры

Состав:
- Гидроксид кальция
- Йодоформ
- Силиконовое масло
- Ментол
- Сульфат бария

Упаковка:
- 1 шприц (по 2,2 г)
- 21 насадка



Обтурация зуба № 45

Материал стоматологический (крем) для обработки корневых каналов с ЭДТА



SoftPrep

Показания к применению:
Расширение, очистка и смазка корневых каналов

Характеристики материала:
- 17 % ЭДТА, водорастворимый на 100%
- Значительно облегчается поиск кальцифицированных устьев каналов и их вскрытие
- Облегчает прохождение, очистку и формирование облитерированных корневых каналов
- Удаляются живая и некротизированная пульпарная ткань, опилки корневого дентина и другие инфицированные органические частицы
- Прекрасно сочетается в совместном использовании с апекслокаторами
- Превосходный бактерицидный эффект
- Использование в качестве лубриканта при инструментальной обработке

Упаковка:
- 2 шприца (по 6 г)
- 8 канюль

Применение



Подготовить полость — Нанести SoftPrep в корневой канал — Нанести SoftPrep на файл

Физические свойства

водорастворимый



0 сек. — 30 сек. — 60 сек. — нет осадка

Цемент для временной фиксации ортопедических конструкций



EsTemp NE / EsTemp Eugenol

Показания к применению:
Временная фиксация ортопедических конструкций

Преимущества:
- Гипоаллергенный, приятный запах лимона
- Рабочее время – 1 минута 30 секунд
- Время застывания – 5 минут
- Высокая эффективность при малой толщине слоя
- Легкость в применении и очистке
- Не содержит эвгенол

Упаковка:
- 2 шприца (по 10 г) white
- 1 Блокнот для замешивания

Применение



Подготовить полость | Смешать | Нанести EsTemp NE | Удалить излишки материала





EsTemp Implant

Временный композитный цемент для фиксации на длительный срок постоянных и временных реставраций на имплантах

Характеристики материала:
- Обеспечивает прочное крепление
- Не содержит эвгенола
- Рентгеноконтрастность
- Низкая растворимость в слюне, не имеет вкуса и запаха
- Прочность на растяжение – 10 МПа
- Рабочее время – 1 минута 30 секунд
- Время застывания – 2 минуты 30 секунд

Упаковка:
- 1 шприц (по 8 г)
- 1 Блокнот для замешивания
- 6 Смешивающих насадок

Применение



Установить имплант | Нанести EsTemp Implant | Удалить излишки материала



Применение насадки для смешивания

Смола для создания резервуара в каппе



Block-Out Resin

Показания к применению:
Разработан для лабораторного использования в целях создания резервуара при изготовлении индивидуальных капп. Используется на гипсовых моделях

Упаковка:
- 4 шприца (по 2 г) blue
- 8 канюль

Применение



Изготовить гипсовую модель | Нанести Block Out Resin | Полимеризация 20 секунд | Формирование каппы | Каппа готова

Поливинилсилоксановые оттискные массы (А-силиконы Fast)

Рабочее время: 40 сек.
Время установки: 2 мин.



I-Sil Putty Fast

Показания:
Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок

Преимущества:
- Идеальное воспроизведение деталей
- Устойчивость к деформациям, идеальное восстановление формы
- Возможность изготовления из одного оттиска нескольких моделей
- Отличная адгезия между слоями
- Отсутствие неприятного вкуса и запаха
- Нетоксичность, гипоаллергенность
- Легкое извлечение из полости рта
- Твердость по Шору – 65А±3
- Отсутствие деформации слепка, при длительном хранении
- Высокая тиксотропность
- Высокая гидрофильность

Упаковка:
- 2 Банки (по 290 мл)

Рабочее время: 40 сек.
Время установки: 2 мин.



I-Sil Light Fast

Показания:
Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок

Преимущества:
- Отличные свойства гидрофильности
- Текучая вязкость
- Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации
- Техника двухфазного двухслойного слепка «сэндвич»
- Техника снятия однофазного двухслойного слепка
- Твердость по Шору – 45А±3

Упаковка:
- 2 картриджа (по 50 мл) pink
- 8 Смешивающих насадок
- 4 Intraoral tips

Поливинилсилоксановые оттискные массы (А-силиконы)

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



I-Sil Putty

Показания:
Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок

Преимущества:
- Идеальное воспроизведение деталей
- Устойчивость к деформациям, идеальное восстановление формы
- Возможность изготовления из одного оттиска нескольких моделей
- Отсутствие неприятного вкуса и запаха
- Нетоксичность, гипоаллергенность
- Легкое извлечение из полости рта
- Твердость по Шору – 65А±3
- Отсутствие деформации слепка, при длительном хранении
- Высокая тиксотропность
- Высокая гидрофильность

Упаковка:
- 2 банки (по 290 мл)

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



I-Sil Light

Показания:
Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок

Преимущества:
- Отличные свойства гидрофильности
- Текучая вязкость
- Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации
- Техника двухфазного двухслойного слепка «сэндвич»
- Техника снятия однофазного двухслойного слепка
- Твердость по Шору – 45А±3

Упаковка:
- 2 картриджа (по 50 мл)
- 8 Смешивающих насадок
- 4 Intraoral tips

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



I-Sil Regular

Показания:
Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок, функциональные оттиски, оттиски для индикации мест повышенного давления

Преимущества:
- Прекрасные реологические качества
- Хорошая стабильность
- Техника двухфазного двухслойного слепка «сэндвич»
- Твердость по Шору – 55А±3

Упаковка:
- 2 картриджа (по 50 мл)
- 8 Смешивающих насадок

Поливинилсилоксановые оттискные массы (А-силиконы)

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



I-Sil Heavy

Показания:
Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок, все типы погружных оттисков, например для имплантантов

Преимущества:
- Очень высокая конечная твердость
- Слепки для перебазировки
- Слепки с применением индивидуальных ложек
- Твердость по Шору – 60А±3

Упаковка:
- 2 картриджа (по 50 мл)
- 8 Смешивающих насадок

Рабочее время: 30 сек.
Время установки: 60 сек.



I-Sil Bite

Показания:
Регистрация прикуса

Преимущества:
- Очень высокая прочность
- Минимальное сопротивление при смыкании
- Быстрое отверждение
- Твердость по Шору – 85А±4

Упаковка:
- 2 картриджа (по 50 мл)
- 12 Смешивающих насадок

Аксессуары



Bitetray

Частичные сетчатые ложки для одномоментного снятия оттиска с верхней и нижней челюстей

Упаковка:
G-1 Sideless (1 коробка х 50 шт.)
G-2 HalfSide (1 коробка х 50 шт.)
G-3 Side (1 коробка х 50 шт.)
G-4 Quadrant (1 коробка х 35 шт.)
G-5 Anterior (1 коробка х 35 шт.)



Аппарат для смешивания



Vacu-Mixer

Аппарат для автоматического смешивания оттискных масс

Преимущества:
- Экономия материала с помощью точного дозирования массы
- Гигиеничность процедуры смешивания
- Удобное наполнение ложки прямо из аппарата за 10 секунд

Характеристики:
- Соотношение 1:1 помогает избежать ошибок
- Никаких пустых участков
- Работа в одно касание
- Портативный и компактный





I-Sil Jumbo Regular / Heavy

Монофазный оттискной материал на основе А-силиконов. Используются в качестве картриджей для заправки автоматического смесителя Vacu Mixer

Характеристики:
- Точность однофазной методики
- Точное воспроизведение границы препарирования
- Воспроизведение мельчайших деталей
- Гомогенность
- Рабочее время:1 минута 30 секунд
- Время установки: 4 минуты

Упаковка:
- 1 картридж (по 120 мл) I-Sil Jumbo Heavy Body
- 1 картридж (по 120 мл) I-Sil Jumbo Regular Body



Connector

У нас есть разъем, который можно использовать между двумя картриджами. Применяя пустой картридж, вы можете собрать остатки и повторно использовать материал



Лампа для полимеризации стоматологических материалов



Лампа полимеризационная беспроводная FOCUS +

Основные характеристики:
- Длина волны 440-490 нм
- Мощность излучения 1800 мВт/см²
- 3 сменные насадки
- Встроенная линза, улучшающая фокусировку
- Жидкокристаллический дисплей
- Функция автоматического отключения
- Li-ion аккумулятор, 3.7 В


Обычная лампа



Лампа FOCUS+



Различные режимы полимеризации



Быстрая полимеризация с высокой интенсивностью

Быстрая полимеризация с высокой интенсивностью

Быстрая полимеризация с высокой интенсивностью

Специальный режим во избежание сжатия и усадки

Диспенсер DS-5





Диспенсер DS-24





Диспенсер DS-50







Jumbo Dynamic Mixing Tips

Количество в упаковке – 50 шт.



Core Mixing Tips

Соотношение смешивания – 1:1
Диаметр – 2,5 мм
Количество в упаковке – 50 шт.



Cement Mixing Tips

Соотношение смешивания – 1:1
Диаметр – 2,5 мм
Количество в упаковке – 50 шт.



Core Endo Mixing Tips

Соотношение смешивания - 1:1
Диаметр – 2,5 мм
Количество в упаковке – 50 шт.



Green Mixing Tips

Соотношение смешивания – 1:1
Диаметр – 5,4 мм
Количество в упаковке – 50 шт.



Yellow Mixing Tips

Соотношение смешивания – 1:1
Диаметр – 4,2 мм
Количество в упаковке – 50 шт.



Intraoral tips

Упаковка – 50 шт.

Универсальный наногибридный композиционный материал





EsCom 250

Характеристики материала:
- Прочность на растяжение 286 MPa
- Прочность на изгиб 166 MPa
- Прочность на сжатие 370 MPa
- Полимеризационная усадка 1%
- Стойкость «сухого блеска»
- Эффект «хамелеон»
- Высокая износоустойчивость
- Толщина отсвечивания – 3,95 мм
- Рентгеноконтрастен

Состав:
- Нано-диоксид циркония

Упаковка:
Большой набор:
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A1
- 2 шприца (по 4 г) Оттенок A2
- 2 шприца (по 4 г) Оттенок A3
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A3,5
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок B2
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок AO3

Малый набор:
- 1 шприц (по 5 мл) FineEtch 37%
- 1 флакон (по 5 мл) EsBond
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A1
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A2
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A3
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок A3.5
- 1 шприц (по 4 г) Оттенок B2

Отдельно:
- 1 шприц (по 4 г)
- Оттенок: TW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D2, C2, A02, AO3





Скоро в продаже

НОВИНКИ!

Цемент для постоянной фиксации ортопедических конструкций



Рабочее время: 2.20 мин.
Время установки: 3.20 мин.

EsCem

Универсальный цемент двойного отверждения, самоадгезивный самопротравливающий для постоянной фиксации ортопедических конструкций

Показания к применению / назначение:
Постоянная фиксация
- Металлических коронок, мостов, вкладок и накладок (включая металлокерамические и металлокомпозитные реставрации)
- Композитных коронок, мостов, вкладок и накладок
- Металлических (анкерных, литых) и стекловолоконных штифтов
- Керамических коронок, вкладок, накладок на основе алюминия и циркония

Преимущества:
- Отсутствуют этапы протравливания и бондинга
- Упрощен процесс фиксации, минимизирован риск ошибок
- Толщина пленки 20 µm
- Прочность на изгиб 132 MPa
- Прочность на сжатие 357 MPa

Упаковка:
- 1 шприц (по 8 г)
- Канюли для смешивания

Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов



Рабочее время: 1:30 - 1:45 мин.
Время установки: 2:20 – 2:30 мин.

Hexa-temp

Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов в безопасных картриджах

Показания к применению / назначение:
Изготовление эстетичных временных коронок, мостов, вкладок и накладок.

Преимущества:
- Простое придание формы и полировка
- Долгосрочные временные протезы
- Высокая стабильность формы и цвета
- Прочность на сжатие 330 MPa
- Прочность на изгиб 62 MPa
- Полимеризационная усадка 2,6%

Цвета:
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, AO2, AO3.

Упаковка:
- 1 картридж (по 50 мл)
- Канюли для смешивания

Самоотверждаемый стеклоиономерный цемент



BaGIC II

Обладает характеристиками рентгено-контрастных свойств, выделяющих фтор. Показывает высокую стойкость к истиранию и долговечность с высокой прочностью. Обладает превосходной биосовместимостью, силой сцепления с зубами (эмаль, дентин) и превосходной герметизацией на краевой части

Показания к применению / назначение:
- Восстановление молочных зубов
- Наращивание ядра
- Восстановление полостей класса III и V
- Реставрация ограниченных полостей класса I
- Гериатрическое восстановление
- Восстановление в полевых условиях с использованием техники АРТ (атравматического восстановительного лечения)
- Общеукрепляющее средство с использованием сэндвич-техники

Упаковка:
- 1 флакон порошка (по 15 г)



Валики ватные стоматологические SENSE professional

Нестерильные, гигроскопичны, средней жесткости

Состав:
– 100% адсорбирующий хлопок, отбеленный без применения хлора. Не содержат целлюлозы и синтетических волокон

Обернуты полипропиленовой пленкой (по 50 шт), позволяющей автоклавирование. Пленка не плавится, выдерживает давление до 2,2 атм. и температуру до 132 С°

Размер: 10х38 мм

Упаковка:
– 1 РР пакет х 2000 шт. (1 трансп.короб х 10 уп / 20000 шт.)
– 1 коробка х 2000 шт. (1 трансп.короб х 8 уп / 16000 шт.)



Медицинские одноразовые шапочки-«Шарлотта»

С двойной резинкой, обеспечивающей подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к голове и защиту
Реакция водной вытяжки (pH) 6,7±0,1 (нейтральный)

Состав:
– гидрофобный нетканый материал, плотностью 14г/м^2 или 17г/м^2

Размер: 19" или 23"

Упаковка:
– 1 РР пакет х 100 шт. (1 трансп.короб х 1000 шт.)

Цвет:



Медицинские одноразовые маски SENSE

Трех- и четырехслойные, с гибким носовым фиксатором и мягкими заушными резинками

Состав:
– нетканые материалы последнего поколения, разработанные специально для выпуска изделий медицинского назначения

Упаковка:
– 1 коробка х 50 шт. (1 трансп.короб х 3000 шт.)
– 1 коробка х 100 шт. (1 трансп.короб х 3000 шт.)
– 1 РР пакет х 50 шт. (1 трансп.короб х 4000 шт.)

Цвет:



Медицинские одноразовые маски SENSE premium

Трехслойные, с гибким носовым фиксатором и мягкими заушными резинками

Маски премиального качества, произведенные из материалов и на оборудовании последнего поколения
Внутренний слой масок изготовлен из высококачественного спанбонда, отличающегося отсутствием ворсистости

Упаковка:
– 1 коробка х 50 шт. (1 трансп.короб х 2000 шт.)

Цвет:



Медицинские одноразовые маски SENSE charisma

Трёхслойные маски с рисунком, нанесенным специальной гипоаллергенной краской.

Упаковка:
– 1 коробка х 50 шт. (1 трансп.короб х 2000 шт.)

Варианты рисунка:





Медицинские одноразовые маски Private Lables (СТМ)

Изготовление масок с собственной торговой маркой (СТМ) по индивидуальному заказу
– Тиснение логотипа
– Нанесение корпоративной айдентики
– Цветного рисунка по дизайну заказчика
– Брендирование упаковки

Все изделия, произведенные по вашему заказу, будут иметь требуемые сертификаты соответствия и РУ РФ

НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РОССИИ

РОССИЯ

АНГАРСК
СВ-ДЕНТАЛ
(3955) 530-800/900

АРХАНГЕЛЬСК
ЮНИКА-ДЕНТ
(8182) 65-61-26
ОПТИМЕД
(8182) 47-82-77

АСТРАХАНЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАГАЗИН "ДМИТРИЙ"
(8512) 35-88-44
СТОМА ПЛЮС
(988) 068-95-57

БАРНАУЛ
СИБИРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
(3852) 20-07-81
ВИПКЕР
(3852) 61-13-73
АКТИМЕД
(3852) 22-38-60
АЙСИ-ДЕНТ
(3852) 43-77-44/43

БЕЛГОРОД
ВЛАДМИВА
(4722) 20-05-55

БЛАГОВЕЩЕНСК
АМУРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
(4162) 51-38-07

БРАТСК
ВЕЛЕС
(3953) 46-53-71

БРЯНСК
ООО «АЛЬФАМЕД»
(4832) 555-095
ИП СЕВЕРЬЯНОВА А.М.
(953) 279-39-51

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
ДЕНТОКС
(8162) 33-24-52
НОВ-ДЕНТА СТОМА
(8162) 73-25-75

ВЛАДИВОСТОК
СК А2
(423) 265-05-85
ДЕНТАЛЬ-ПЛЮС
(423) 241-85-10
ДЕНТАЛ-ЭКСПРЕСС
(423) 243-93-91

ВЛАДИМИР
ИНТЕРМЕД СЕРВИС
(4922) 43-03-18
ИП БУРДОНОВ Н.В.
(4922) 43-00-22
МЕДИКА ПРОФИ
(4922) 32-22-47
СП ХИРАТРЕЙД
(4922) 42-05-32

ВОЛГОГРАД
МЕДТОРГСЕРВИС
(8442) 23-63-51
ДЕНТАЛ-С
(8442) 52-88-20
ВОЛГОСТОМ
(8442) 43-52-53
ФЛАГМАН МЕДИЦИНЫ
(902) 380-68-04
АРЕАЛ
(8442) 33-52-61

ВОЛОГДА
АЛЬЯНС ДЕНТ
(8172) 75-19-02

ВОРОНЕЖ
НИКА-СТОМ
(4732) 96-90-22
МЕДИФАРМ
(4732)24-65-55
АЛЬФАМЕД
(4732) 47-48-92
МЕДИКА-СЕРВИС
(4732) 53-24-66
ТД МЕДТОРГ
(4732) 78-24-14

ГРОЗНЫЙ
МЕДТЕХНИКА
(928) 000-00-37
ФЛЕКС
(8712) 22-20-46

ГУДЕРМЕС
ВИТА-ДЕНТ
(995) 808-47-00

ЕКАТЕРИНБУРГ
МО НОВАЯ БОЛЬНИЦА
(343) 2129-000
МЕГАДЕНТА
(343) 227-27-20
ТД АВЕРОН
(343) 236-64-60
МЕДТОРГ СВ
(343) 311-60-80/71
ТД МКС ТРЕЙД
(343) 339-40-49
МАСТЕР ДЕНТ
(343) 287-50-50
ИННОВА ДЕНТ
(343) 290-60-00

ИВАНОВО
ИВАНОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
(4932) 26-46-40/50

ИЖЕВСК
ИЖЕВСКАЯ МЕДИЦИНА
(3412) 93-01-53
ИЖСТОМТОРГ
(3412) 30-43-70
РИЗАДЕНТ
(3412) 40-00-56
ЭСТЕТИКА
(3412) 73-55-55

ИРКУТСК
БЛИК-ТРЕЙД
(3952) 33-45-00
МЕД-ВЕДИ
(3952) 20-87-64

ЙОШКАР-ОЛА
ДЕНТАЛ-ВИТА
(8362) 56-58-19

КАЗАНЬ
КРИСТАЛЛ
(843) 272-70-73
НАИРИ-Х
(843) 520-77-46
РОКАДА МЕД
(843) 294-59-70
ФИРМА "КАМЕД"
(843) 236-06-91

КАЛИНИНГРАД
АРЕКС
(4012) 93-63-99
МЕДИЦИНА
(4012) 46-75-83
ТЕТРАБАЛТ
(4012) 45-19-13

КРАСНОДАР
АМК
(861) 259-54-52
ВИСТА ДЕНТ
(989) 818-33-50
ДЕНТАЛЬ ЮГ
(861) 991-48-80
ДЕНТА ГРАНД
(861) 231-46-48
СТОМСКЛАД
(918) 123-46-50
ДИА-ДЕНТ ЮГ
(861) 255-06-14
ОЛИМП ЮГ
(861) 267-44-77
СТАТУС ЮГ
(861) 268-44-77

КЕМЕРОВО
ДИЗАНЕ
(3842) 45-20-02
СТОМЛЮКС
(3842) 45-20-45
АЛЬСТОМ
(3842) 31-20-20

КИРОВ
МИХАЙЛОВ
(8332) 54-65-65
ВЕЛЕСМЕД
(8332) 64-11-11, ДОБ. 105

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
ДАН
(4217) 24-41-01

КРАСНОЯРСК
СТОМОМЕД LINE
(391) 218-18-24

КРЫМСК
ИП ШИЛО О.Р.
(86131) 2-18-17

КУРСК
ИП ИСАКОВА О.М.
(4712) 54-60-40

МАЙКОП
ИП ЧЕБОТАРЬ Л.Н.
(8772) 54-07-76

МАХАЧКАЛА
БЕГОМАРКЕТ
(988) 77-44-111
ЛЕКАРЬ.РУ
(964) 017-62-59
(928) 516-65-26
ИП МАГОМЕДРАСУЛОВ А.Н.
(928) 969-79-65
ДЕНТАЛ САЛОН
(988) 293-00-10
(8722) 55-11-00
ИП ОСМАНОВА З.М.
(903) 423-05-84
(962) 409-04-77
ИП МАГОМЕДОВ Р.А.
(8722) 63-34-38
МАЭСТРО
(989) 440-99-11
МЕД-ТОРГ
(988) 444-222-8
ИП РАШКУЕВА А.Б.
(928) 049-35-42

МОСКВА
АВЕЛЬДЕНТ
(499) 502-08-30
ДЕНТАЛ ШОП
(495) 737-32-48/49
ДЕНТОМИР
(495) 618-72-70
ЭЛЬ-ДЕНТ
(495) 789-67-39
НОВЫЙ КОЛУМБ 2000
(495) 665-58-48
АЛЕКС ФОРТЕ
(495) 930-53-76
ДЕНТАЛ МАРКЕТ
(495) 118-76-20
ГК НИКА ДЕНТ
(495) 645-14-42
ТД ЛЕТО
(495) 504-36-81

МУРМАНСК
АСТРА-ДЕНТ
(8152) 41-05-06
АРКТИК ДЕНТ
(8152) 42-15-58

НАЛЬЧИК
БЕГОМАРКЕТ
(964) 007-88-87
МАГЕЛЛАН БОСТ
(8662) 72-31-18

НОВОСИБИРСК
АРКАДИЯМЕД
(383) 209-07-09
ДЕНТАЛ-СИТИ
(383) 220-54-87
БЕЛЫЙ ГОРОД
(383) 209-13-37
БЛЕСК-ТЕХ
(383) 315-27-80

НАЗРАНЬ
ПАРАДИЗ-М
(8732) 22-20-61

НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖЕГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
(831) 280-84-24
СТОММАКС
(831) 278-78-13
ФЛАЙДЕНТ
(920) 053-22-10
АПТЕЧНАЯ СЛУЖБА
(831) 422-56-15
ФАРМАСТОМ
(831) 439-32-71

ОМСК
ОМДЕНТ
(3812) 25-57-39
РА-МЕД
(3812) 21-22-10

ОРЕЛ
ВЛАДМИВА
(4862) 72-54-61

ОРЕНБУРГ
ОРЕНДЕНТ
(3532) 38-53-03
ВИТА
(3532) 90-89-03
ИНКОМ-МЕД
(3532) 38-86-91

ПЕНЗА
АЛЬБА-ДЕНТ
(8412) 56-33-38

ПЕРМЬ
ИНДЕНТ
(342) 212-33-05
МЕДИКА
(342) 206-59-09
ПРАКТИК
(342) 224-44-77

ПЕТРОЗАВОДСК
КАРМЕД
(8142) 76-16-44
МЕДСТОМТОРГ
(8142) 57-74-34

ПЯТИГОРСК
МЕБТОРГ КМВ
(928) 244-44-20
ИП КОПЫЛОВ А.А.
(928) 639-93-41

КИСЛОВОДСК
ИП ЛОМАЧИНСКИЙ Д.А.
(906) 497-87-55

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ОЛИМП+
(863) 234-01-01
ДОНМЕДМАРКЕТ
(863) 285-05-00
СТАТУС ДОН
(904) 500-26-49
ИП ДАЛОГЛАНЯН А.Т.
(988) 536-83-28
ИП АБРАМОВ А.С.
(909) 425-03-93

РЯЗАНЬ
ПРАГМА ДЕНТ
(4912) 22-78-28

САМАРА
ИНВЕРСИЯ
(846) 37-38-000

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
АЛВИК-МЕДЭКСПРЕСС
(812) 326-29-17
ЗУБНАЯ АРХИТЕКТУРА
(812) 449-90-01
МЕДИЦИНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 449-47-97
ПРОМЕТЕЙ
(812) 605-00-07
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
(812) 702-81-12
СИМФОНИЯ МАТЕРИАЛОВ
(812) 928-57-78

САРАТОВ
АЛЬФА-СП
(8452) 53-44-51
ДЕНТАЛЬ ПОВОЛЖЬЕ
(8452) 39-81-75

СЕВЕРОДВИНСК
ПОЛИФАРМ-МЕД
(8184) 55-16-39

СИМФЕРОПОЛЬ
МЕДРЕГИОН
(3652) 51-15-30
МЕДМАРКЕТ ГРУПП
(3652) 24-80-24

СМОЛЕНСК
ЙЕРА
(910) 717-16-60
СТАНДАРТ ПЛЮС
(4812) 64-43-28

СТАВРОПОЛЬ
СТАТУС-СТ
(8652) 22-50-84

СТЕРЛИТАМАК
ГРАНД
(917) 361-27-77

СОЧИ
ИМПЕРИЯ-ДЕНТ
(862) 227-09-90

СУРГУТ
ДЕЛЮКС СЕРВИС
(3462) 99-99-23
(922) 424-24-02
МЕДСЕРВИС
(3462)933-733

СЫКТЫВКАР
ИП ШАРОВА В.В.
(8212) 21-40-99

ТАМБОВ
ГК НАДЕЖДА-ФАРМ
(4752) 44-08-28

ТВЕРЬ
ТВЕРЬСТОМТОРГ
(4822) 34-15-17
РК-СТОМ
(4822) 75-05-47/57
ЭРКА-СТОМ
(4822) 666-364
ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
(4822) 76-40-48

ТОЛЬЯТТИ
СТОМАЛЮКС
(8482) 55-17-27
ПСК
(8482) 95-15-89

ТОМСК
ЭЛИОН+
(3822)51-26-31

ТУЛА
МЕДФАРМРАЗВИТИЕ
(4872)463535
ДЕНТАЛЬ
(4872) 58-58-15

ТЮМЕНЬ
ДАРЛИН
(3452) 73-73-00
ТД ФОРАМЕД
(3452) 51-53-53
МЕГАДЕНТА
(3452) 406-306

НИЖНЕВАРТОВСК
ЮНИ-ФАРМ
(3466) 27-02-10

УЛЬЯНОВСК
МЕДТОРГ
(8422) 79-42-14

УФА
АНЖЕЛИКА
(347) 233-00-18
АРКАДА-МЕД
(347) 258-60-03
БАЗИСМЕД+
(347) 216-41-40
РОКАДА МЕД
(347) 224-23-01

УЛАН-УДЭ
МИТРА
(3012) 29-77-00

ХАБАРОВСК
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИР
(4212) 31-51-86
СТОМА-ТРЕЙД
(4212) 31-57-52
ТК АМП ТРЕЙД
(4212) 46-96-60
АМУРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
(4212) 45-65-15

ЧЕБОКСАРЫ
АРГО
(8352) 55-44-88
РОКАДА МЕД
(8352) 22-61-10

ЧЕЛЯБИНСК
МЕГАДЕНТА
(351) 790-96-06
ДЕНТАЛ-СЕРВИС Ч
(351) 210-24-30
МЕДИПАРТ-ЧЕЛЯБИНСК
(351) 260-86-65
ПАКТ-МЕД СЕРВИС
(351) 266-08-08

ЧИТА
ОРИОН
(3022) 31-88-88

ШАХТЫ
ДЕНТА ПЛЮС
(863) 626-23-59

ЭЛИСТА
ИП БУЛИНОВА Г.П.
(905) 400-88-66

ЯРОСЛАВЛЬ
ЯРОСЛАВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
(4852) 42-95-60/61

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЧТУП «ВМКДЕНТ»

МИНСК
+375-17 331-13-88
+375-17 331-09-11
+375-17 331-14-30
+375-17 331-12-41

БРЕСТ
+375-162 20-66-49
+375-29 720-00-12

ВИТЕБСК
+375-212 48-55-20
+375-29 595-03-86

ГОМЕЛЬ
+375-232 70-42-31
+375-29 111-05-85

ГРОДНО
+375-152 77-32-99
+375-29 789-32-42

МОГИЛЕВ
+375-22 222-51-88
+375-44 785- 68-02